


Временный абатмент

- Используется при изготовлении временных протезов (металл: Ti Gr-3)
- Легконастраиваемый, минимизация ограничения показаний
- Используется шестигранный ключ 1.2
- В комплекте абатмент и титановый винт
- Ограниченный вращающий момент при вкручивании 20 Нсм

Код заказа:

- Абатмент+ Винт Ti : код товара +ТН

(например: GSTTA4510ТН)



Ø4.0



Титановый винт
: GSABSMT

Высота десны 1.0		3.0	
Тип	6-гран.	Не 6-гран.	Не 6-гран.
	GSTTA4010	GSTTA4010N	GSTTA4030N

Ø4.5



Титановый винт
: GSABSST

Высота десны 1.0		3.0	
Тип	6-гран.	Не 6-гран.	Не 6-гран.
	GSTTA4510	GSTTA4510N	GSTTA4530N