



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE**

№ ФСЗ 2007/00454

от 21 ноября 2007 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано
"В и Х Денталверк Бёрмус ГмбХ", Австрия,
W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Ignaz-Glaser-Str. 53
PO Box 1 A-5111 Bürmoos, Austria

и подтверждает, что изделие медицинского назначения
(изделие медицинской техники)

Установка стоматологическая имплантологическая хирургическая
портативная OSM2 с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе)
производства

"В и Х Денталверк Бёрмус ГмбХ", Австрия,
W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Ignaz-Glaser-Str. 53
PO Box 1 A-5111 Bürmoos, Austria

класс потенциального риска 2a

ОКП 94 5220

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД № 28172 от 30.08.2007

приказом Росздравнадзора от 21 ноября 2007 года № 4006-Пр/07

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской
Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

И.В. Юргель



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT**

Лист 1


№ ФСЗ 2007/00454

I. Принадлежности:

1. Блок управления.
2. Ножная педаль.
3. Электромотор со шлангом и фиксаторами (5штук).
4. Кабель питания.
5. Держатель электромотора.
6. Штатив.
7. Фиксатор для предотвращения вращения инструментов, 2 штуки.
8. Комплект шлангов для спрея, 3 штуки.
9. Защитная крышка мотора.
10. Кассета для стерилизации.
11. Транспортировочный кофр.
12. Тележка.
13. Держатель мотора.
14. Мотор со шлангом длиной 1.8м.
15. Предохранитель 1.25А.
16. Фиксаторы для охлаждающих трубок, 5 штук.
17. Набор трубок для охлаждающего средства 2.2м одноразовый, 6 штук.
18. Набор трубок для охлаждающего средства 2.2м многоразовый.

II. Наконечник в составе:

1. Наконечник с кнопкой.
2. Система зажима с шестигранником.
3. Трубка для охлаждающего средства внутренней системы охлаждения бора, 2 штуки.
4. Зажим распылителя с внешней трубкой для охлаждающего средства.
5. Зажим распылителя Ехсо.
6. Шланг для охлаждающего средства, 2 штуки.
7. Тройник.
8. Шланг для охлаждающего средства системы охлаждения установки.
9. Игла для прочистки спреевых каналов.


Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

21 ноября 2007 года



Н.В. Юргель